

レオメーター Kinexus シリーズ 特別価格キャンペーン

NETZSCH 社レオメーター事業立ち上げから1年を記念して、特別価格にてご提供させていただきます！



Kinexus ultra+ 研究開発に最適なハイエンドモデル

プレートカートリッジ 付きパッケージ キャンペーン価格 (税抜)	シリンダーカートリッジ 付きパッケージ キャンペーン価格 (税抜)
¥ 7,000,000 (税込 ¥7,700,000)	¥ 7,400,000 (税込 ¥8,140,000)

Kinexus pro+ 汎用性に優れたスタンダードモデル

プレートカートリッジ 付きパッケージ キャンペーン価格 (税抜)	シリンダーカートリッジ 付きパッケージ キャンペーン価格 (税抜)
¥ 6,100,000 (税込 ¥6,710,000)	¥ 6,400,000 (税込 ¥7,040,000)

Kinexus lab+ ルーチン分析に最適なエントリーモデル

プレートカートリッジ 付きパッケージ キャンペーン価格 (税抜)	シリンダーカートリッジ 付きパッケージ キャンペーン価格 (税抜)
¥ 5,300,000 (税込 ¥5,830,000)	¥ 5,600,000 (税込 ¥6,160,000)

用途に応じて選べるパッケージ




基本構成

Kinexus 本体
エアコンプレッサー
ヒートエクスチェンジャー (-5℃～200℃対応)
PC (ソフトウェアインストール)

プレートカートリッジ付きパッケージ

プレートカートリッジ

20 mm Φ/平行
ジオメトリ
1° / 20 mm Φコーン
4° / 20 mm Φコーン
4° / 40 mm Φコーン



もしくは

シリンダーカートリッジ付きパッケージ

シリンダーカートリッジ

ジオメトリ
C25 カップ&ボブ
ムーニーエワート



キャンペーン期間


2022年3月31日(木) ご発注分まで

NETZSCH
Proven Excellence.

回転式レオメーター 品管用途～研究開発用途まで幅広く対応できるユーザーフレンドリーなレオメーター

Kinexus Ultra+ / Pro+ / Lab+

- トルクおよび周波数、せん断速度のレンジが広く高NF制御が可能!
- ジオメトリ、オプションが豊富!



- SOP (作業標準) 機能は指示画面やメッセージを編集でき、OK/NG 判定も搭載可能!



- 温調ユニット、上部ジオメトリの交換が容易で自動認識機能を搭載!



	Kinexus ultra+	Kinexus pro+	Kinexus lab+
トルク	0.5 nNm ~ 250 mNm	1.0 nNm ~ 225 mNm	5.0 nNm ~ 200 mNm
周波数	1 μHz ~ 150 Hz		1 μHz ~ 100 Hz
角速度	1 nrad/s ~ 500 rad/s		10 nrad/s ~ 325 rad/s
ノーマルフォース	0.001 N ~ 50 N		
温度	-5 ~ 200 °C (追加有料オプション: -40 °C ~ 350 °C)		
ジオメトリ	平行、コーン、カップ&ボブ、ムーニーエwert、ディスプレイブル、羽根型、ダブルキャップ		
オプション	UV硬化、ソルベントトラップ、トライボロジー、トーションDMA、アスファルト対応		

NETZSCH

ネッチ・ジャパン株式会社

営業本部・テクニカルサポートセンター
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町 3-9-13
Tel : 045-453-1962 (代) Fax : 045-453-2248

大阪営業所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 3-23-15
Tel : 06-6308-5550 (代) Fax : 06-6308-5610



ネッチ・ジャパン
公式 HP



ネッチ・ジャパン
公式 facebook

販売店

